



【技術資料】 PP/EPR ブlend材料(配向試料)の TEM 観察 ～PP 結晶ラメラの配向状態観察～

- 試料 : PP/EPR Blend材料(配向試料)*
*北陸先端科学技術大学院大学・山口政之教授ご提供試料
- 前処理 : ミクロトームによる超薄切片作製および電子染色



MD に垂直断面



MD に垂直断面

適用分野: プラスチック・ゴム、その他有機製品

キーワード: ポリマー、結晶ラメラ、PP、EPR、ミクロトーム、電子染色、相分離構造、形態、TEM